

Acylcarnitines en derivaten in plasma

Beschrijving van de test

Naam:	Acylcarnitines en derivaten in plasma
Intern codenummer:	9184
Frequentie:	1 x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum op ijs
Volume:	1ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Het staal is max 24u stabiel op kamertemperatuur. Labo Rumbeke: serum of plasma invriezen tot verzending. Ingevroren verzenden. Satellietlabo: Enkel na het laatste transport het staal centrifugeren en min. 1 mL serum of plasma invriezen, ingevroren meegeven naar labo Rumbeke voor verzending
Bijaanvraag/stabiliteit:	24

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde

Tarificatie

Nomenclatuur:	542393 - 542404 B 1000 Afzonderlijk doseren van vrij carnitine en acylcarnitine fracties Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	---

Laatst gewijzigd op

08-01-2026

Tessa Baert

Copyright © 2026 All rights reserved.