

a-Bulleus Pemphigoid 180

Beschrijving van de test

Naam:	a-Bulleus Pemphigoid 180
Synoniemen:	huidantistoffen
Intern codenummer:	BP180230
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Serum
Volume:	100 µL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Serum te scheiden van de cellen binnen de 24u na afname, bewaring van het serum op -20 °C. Satellietlabo: enkel na het laatste transport het staal centrifugeren en min. 1 mL serum invriezen, ingevroren meegeven naar labo Rumbeke voor verzending. Labo Rumbeke: serum invriezen tot verzending. Op verzendformulier steeds aangeven of het ikv Diagnose of Follow-up is.
Bijaanvraag/stabiliteit:	Niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	U/ml
Bijkomende informatie:	autoimmuniteit, reuma, huidantistoffen

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	9 U/ml	9 U/ml

Tarificatie

Nomenclatuur: 545871 - 545882 B 600 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 4) (Diagnoseregel [151](#), [153](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9>

Laatst gewijzigd op

20-05-2026

Robin Loosveld