

Precipiterende IgG-antistoffen in bloed (interne analyses)

Beschrijving van de test

Naam:	Precipiterende IgG-antistoffen in bloed (interne analyses)
Synoniemen:	precipitines, precipiterende immuunglobuline G-antistoffen, Boerenlong
Intern codenummer:	<ul style="list-style-type: none">• gm3 (Aspergillus fumigatus specifiek IgG)• ge90 (Parkiet (serum, pluimen, feces) specifiek IgG)• ge91 (Duiif (serum, pluimen, feces) specifiek IgG)• ge92 (Papegaai (serum, pluimen, feces) specifiek IgG)
Frequentie:	1x per week, zondag
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Phadia 250 Torhout
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	Analyse Referentiewaarden
	gm3 50
	ge90 9
	ge91 18
	ge26 26

Copyright © 2026 All rights reserved.