

### mycophenolaat-mofetil

#### Beschrijving van de test

Naam:	mycophenolaat-mofetil
Synoniemen:	mycophenolaat, Mofetil, Cellcept, Myfortic
Intern codenummer:	9209
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	1 week

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA plasma
Toegelaten materiaal:	EDTA-plasma
Volume:	1 mL
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	LABO: Staal zo vlug mogelijk centrifugeren en aliquoteren. Koel of ingevroren bewaren tot verzenden.
Conditionering & verzending:	Verzending: gekoeld (2-8°C)
Bijaanvraag/stabiliteit:	Niet mogelijk

#### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/L
Bijkomende informatie:	Tijdstip bloedafname: onmiddellijk vóór toediening van de volgende dosis.

#### Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.00-3.00 mg/L

1.00-3.00 mg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregel [46](#), [51](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

04-05-2026

Evelien Debaeke