

dsDNA-antistoffen in bloed Farr assay (verzending)

Beschrijving van de test

Naam:	dsDNA-antistoffen in bloed Farr assay (verzending)
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Serum
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	De analyse wordt normaal gezien intern uitgevoerd. Enkel op indicatie van een klinisch bioloog wordt het staal verstuurd voor analyse door een extern labo. Diepgevroren verzenden.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Niet-infectieuze serologie
Eenheid:	IU/mL
Bijkomende informatie:	Indien een positief resultaat wordt bekomen voor niet-specifiek anti-dsDNA wordt in de tweede fase een anti-dsDNA analyse uitgevoerd met een specifiek IgG conjugaat.

Tarificatie

Nomenclatuur:	556032 - 556043 B 350 Identificatie van tegen een specifiek nucleair of cytoplasmatisch antigeen gerichte antilichamen, per
---------------	---

antigeen #(Maximum 5) (Diagnoseregel [28](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

16-01-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.