

Beschrijving van de test

Differentiatie Synoviaal vocht

Beschrijving van de test

Naam:	Differentiatie Synoviaal vocht
Synoniemen:	Gewrichtsvocht
Intern codenummer:	550
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke, Campus Tielt
Antwoordtijd (TAT):	max. 48u, indien dringend 4u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vandenbussche

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	synoviaal vocht op EDTA
Volume:	min. 1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Direct na afname een deel van het vocht overbrengen in een EDTA-buis 0.5 mL vocht toevoegen aan hyaluronidase (zie methoden-sop), dit gebruiken voor telling en cytospin
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Sysmex
Domein:	Hematologie
Bijkomende informatie:	Analysemethode: Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie.

Laatst gewijzigd op

05-03-2026

Pauline Vercaigne

