

Partiële Rhesus D PCR extern

Beschrijving van de test

Naam:	Partiële Rhesus D PCR extern
Synoniemen:	D variant genotypering
Intern codenummer:	9863p
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Hematologie
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Volume:	0,5 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Steeds na overleg met klinisch bioloog hematologie. Er mogen geen andere analyses uitgevoerd zijn op het staal (gevaar voor contaminatie). Bewaring in de koelkast of kamertemperatuur tot verzending op kamertemperatuur.
Bijaanvraag/stabiliteit:	5 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Verzendingen Hematologie
Bijkomende informatie:	Partiële resus D type wordt gekenmerkt door een kwalitatieve afwijking in het resus D epitoom tengevolge van single nucleotide polymorfismen in het extracellulair domein van het resus D eiwit. Patiënten met een partiële resus D dienen beschouwd te worden als resus D negatief als ontvanger van transfusies of bij toediening van immuunoglobulines aangezien zij theoretisch gezien geïmmuniseerd kunnen worden door het resus D antigeen. De kans op immunisatie is echter verschillend naargelang het type partiële D en wordt expliciet vermeld in het

rapport indien het afwijkt van het algemeen beleid. Ook de noodzaak voor chronische transfusienood en de leeftijd en geslacht dienen hierbij in acht te worden genomen. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd (50 jaar) en patiënten die chronisch getransfundeerd moeten worden, worden steeds beschouwd als resus D negatief ingeval van een partiële D. Donoren met een partiële resus D worden beschouwd als resus D positief.

Tarificatie

Nomenclatuur: 587812 - 587823 B 5000 Bepalen van D variant door middel van een moleculair biologische methode #(Maximum 1)
(Diagnoseregulering [16](#))
Bron: RIZIV website op 22/03/2026

Laatst gewijzigd op

25-03-2026

Robin Loosveld