

lipase in ascitesvocht

Beschrijving van de test

Naam:	lipase in ascitesvocht
Intern codenummer:	571
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Inge De Cuyper

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	ascitesvocht in heparinebuis zonder gel
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	U/L
Bijkomende informatie:	Direct na afname een deel van het vocht overbrengen in een heparinebuis zonder gel om stolling te voorkomen.

Tarificatie

Nomenclatuur:	545775 - 545786 B 200 Doseran van lipasen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) #(Maximum 1)(Cumulregel 62)
---------------	--

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

04-02-2026

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.