

glucose in lumbaal vocht

Beschrijving van de test

Naam:	glucose in lumbaal vocht
Intern codenummer:	5301
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	Prior 1u, routine 24u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vanpoucke

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	cerebrospinaal vocht
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Bezorg het staal zo snel mogelijk aan het laboratorium.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/dL
Bijkomende informatie:	Glucosebepalingen in cerebrospinaal vocht worden o.a. gebruikt in de evaluatie van meningitis.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 5 jaar	60-80 mg/dL	60-80 mg/dL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
> 5 jaar	40-70 mg/dL	40-70 mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur: 544073 - 544084 B 100 Doseran van glucose #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

04-02-2026

Ineke Debruyne