

## reverse T3

### Beschrijving van de test

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Naam:               | reverse T3                        |
| Intern codenummer:  | 9441                              |
| Frequentie:         | 2x per week                       |
| Uitvoerend labo:    | UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde |
| Antwoordtijd (TAT): | 2 weken                           |

### Afname van het materiaal

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Voorkeur materiaal:          | serum                                                |
| Volume:                      | 1 ml                                                 |
| Aanvraagformulier:           | <a href="#">Aanvraagformulieren</a>                  |
| Afnameinstructies:           | <a href="#">Afname instructies</a>                   |
| Conditionering & verzending: | Serum bewaren in de koelkast om gekoeld te versturen |
| Bijaanvraag/stabiliteit:     | 7 dagen                                              |

### Analyse

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Analysemethode: | LAB UZ Leuven |
| Domein:         | Scheikunde    |
| Eenheid:        | ng/dL         |

### Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen         | Vrouwen        |
|----------|----------------|----------------|
|          | 9.0-35.0 ng/dL | 9.0-35.0 ng/dL |

### Tarificatie

Nomenclatuur: 435050 - 435061 B 700 Doseran van reverse T3 (rT3)  
#(Maximum 1)(Diagnoseregel [58](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

23-02-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.