

West Nile-virus IgG- en IgM-antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	West Nile-virus IgG- en IgM-antistoffen
Intern codenummer:	9748
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Vermeld land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.
Conditionering & verzending:	Serum bewaren in koelkast tot verzending op KT. Transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB ITG
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	ratio
Bijkomende informatie:	In de eerste 3-5 dagen na het begin van de koorts kan het virus mogelijk zelf opgespoord worden met PCR.

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

1.30 ratio

1.30 ratio

Tarificatie

Nomenclatuur: 551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) #(Maximum 5)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

23-02-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.