

cholesterol in pleuravocht

Beschrijving van de test

Naam:	cholesterol in pleuravocht
Intern codenummer:	541
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vanpoucke

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	pleuravocht in heparinebuis
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Direct na afname: een deel van het vocht in een heparinetube zonder gel overbrengen
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:	540271 - 540282 B 70 Doseran van totale cholesterol #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	--

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.