

### Arylsulfatase A

#### Beschrijving van de test

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Naam:              | Arylsulfatase A               |
| Intern codenummer: | 9220                          |
| Frequentie:        | in batch bij voldoende aantal |
| Uitvoerend labo:   | Centraal Labo UZ Gent         |

#### Afname van het materiaal

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Voorkeur materiaal:          | EDTA volbloed grote tube  |
| Volume:                      | min 10 ml   |
| Aanvraagformulier:           | <a href="#">Aanvraagformulieren</a>   |
| Afnameinstructies:           | <a href="#">Afname instructies</a>  |
| Aandachtspunten:             | <b>GELIEVE VOOR AFNAME CONTACT OP TE NEMEN MET SECRETARIAAT LABO VOOR VERZENDTIJDSTIP!</b>  |
|                              | 2 grote EDTA tubes of 3 volwassen tubes of 5 pediatrische tubes   |
| Conditionering & verzending: | De stalen (min 10 mL volbloed) moeten binnen 24u het uitvoerend lab bereiken, vóór 14u, zodanig dat de WBC nog kunnen geïsoleerd worden. Verzending op KT. Bewaring voor verzending: kamertemperatuur. Gelieve geen stalen op te sturen op vrijdag vanaf 12u, zaterdag of zondag! |
| Bijaanvraag/stabiliteit:     | niet mogelijk   |

#### Analyse

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Analysemethode: | LAB UZ Gent    |
| Domein:         | Scheikunde     |
| Eenheid:        | IU/10E9 cellen |

#### Referentiewaarden

| <b>Leeftijd</b> | <b>Mannen</b>            | <b>Vrouwen</b>           |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | 0.10-0.50 IU/10E9 cellen | 0.10-0.50 IU/10E9 cellen |

## **Tarificatie**

|               |  |
|---------------|--|
| Nomenclatuur: | 541973 - 541984 B 500 Doseran van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym #(Maximum 5)<br>Bron: RIZIV website op 26/05/2026 |
|---------------|--|

## **Laatst gewijzigd op**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 10-03-2026 | Freya Van de Steen |
|------------|--------------------|