

## Trichinella serologie

### Beschrijving van de test

Naam:	Trichinella serologie
Intern codenummer:	9949
Frequentie:	1x per 2 weken
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	7 dagen

### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	Het serum mag op KT opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

### Analyse

Analysemethode:	LAB ITG
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	ratio
Bijkomende informatie:	De antistoffen (IgG) kunnen enkele weken na de infectie worden aangetoond. Kruisreacties met andere nematoden zijn mogelijk.

### Tarificatie

Nomenclatuur:	551810 - 551821 B 500 Serodiagnose van een infectie door Helminthes, Hemoprotozoa of Leishmania #(Maximum 5) (Cumulregel <a href="#">329</a> )
---------------	--

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.