

Flucloxacilline eenmalige dosering

Beschrijving van de test

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Naam: | Flucloxacilline eenmalige dosering |
| Intern codenummer: | 9974 |
| Frequentie: | 3x per week |
| Uitvoerend labo: | Centraal Labo UZ Gent |
| Antwoordtijd (TAT): | 1 week |

Afname van het materiaal

| | |
|------------------------------|--|
| Voorkeur materiaal: | heparine plasma |
| Toegelaten materiaal: | Heparineplasma, met voorkeur zonder gel |
| Volume: | 50 µl |
| Aanvraagformulier: | Aanvraagformulieren |
| Afnameinstructies: | Afname instructies |
| Conditionering & verzending: | Satellietlabo's: stalen overdag meegeven naar labo Rumbeke, uitz. na het laatste transport het heparinebloed centrifugeren het het plasma invriezen, 's anderendaags het ingevroren aliquot meegeven naar labo Rumbeke. Labo Rumbeke: de heparinebuis centrifugeren en het plasma invriezen tot verzending indien nog niet gebeurd. |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 4u |

Analyse

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Analysemethode: | LAB UZ Gent |
| Domein: | Verzendingen Scheikunde |
| Eenheid: | mg/L |

Tarificatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Doseran van een antibioticum
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.