

Ethanol in urine

Beschrijving van de test

Naam:	Ethanol in urine
Intern codenummer:	9243
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ Groeninge Labo Toxicologie
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	urinestaal in urinebuis voor chemische analyse
Volume:	10 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Tube gesloten houden tot analyse en bewaren in koelkast tot verzending op KT
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ Groeninge
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	g/L
Bijkomende informatie:	De bepaling van alcohol in de urine is van toepassing in de opvolging van patiënten in de ontwenningskliniek. Door het hoog discriminerend vermogen en specificiteit is het mogelijk alcohol aan te tonen tot op 0.01 g/L. Dit is naast CDT en EtG een hulpmiddel voor het aantonen van stiekem alcoholgebruik.

Tarificatie

Nomenclatuur:

547573 - 547584 B 500 Doseran van ethanol met een chromatografische methode #(Maximum 1)(Cumulregel [38](#), [73](#))(Diagnoseregel [70](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

20-04-2026

Pauline Herroelen

Copyright © 2026 All rights reserved.