

p-Tau217

Beschrijving van de test

Naam:	p-Tau217
Intern codenummer:	7014
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA plasma
Volume:	1 mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	EDTA-plasma invriezen en diepgevroren versturen
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	pg/mL
Bijkomende informatie:	De aanvraag van p-Tau217 verdient een selectieve en doelgerichte toepassing, met name bij patiënten met een voldoende hoge pre-testprobabiliteit op Alzheimer-neuropathologie. Gebruik bij personen met lage baselinekans op Alzheimer of met specifieke klachten, kan het risico verhogen op fout-positieve resultaten of op het detecteren van asymptomatische amyloïdpathologie, die niet noodzakelijk relevant is voor het klinisch beeld.

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2026 All rights reserved.