

Amylase in ascitesvocht

Beschrijving van de test

Naam:	Amylase in ascitesvocht
Intern codenummer:	568
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen, Campus Rumbeke, Campus Tielt, Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vanpoucke

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	ascitesvocht in heparinebuis zonder gel
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Direct na afname: een deel van het vocht overbrengen in een heparinebuis zonder gel!
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	U/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	545650 - 545661 B 200 Doseran van amylasen in een punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal) #(Maximum 1) (Cumulregel 62)
---------------	--

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

15-12-2025

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.