

Confirmatie benzodiazepines in bloed

Beschrijving van de test

Naam:	Confirmatie benzodiazepines in bloed
Synoniemen:	identificatie en kwantificatie van benzodiazepine in bloed
	alprazolam, bromazepam, brotizolam, clobazam, clorzepaat, clonazepam, clothiazepam diazepam, ethylloflazepaat, flunitrazepam, flurazepam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, midazolam, nitrazepam, nordiazepam, oxazepam, prazepam, tetrazepam, triazolam, zopiclone, zolpidem
Intern codenummer:	9348
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ Groeninge Labo Toxicologie
Antwoordtijd (TAT):	10 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	heparine plasma zonder gel
Toegelaten materiaal:	De analyse kan in principe ook op serum uitgevoerd worden, doch er wordt bij voorkeur gewerkt met Li-heparine o.w.v. de aanwezigheid van separatorgel in de serumtubes.
Volume:	2 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ Groeninge
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	Confirmatie wordt enkel uitgevoerd na een positieve screening.

Tarificatie

Nomenclatuur: 547374 - 547385 B 1400 Opzoeken en identificeren van xenobiotica en hun metabolieten van éénzelfde farmacologische of chemische klasse met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 3)(Cumulregel [71](#))(Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

20-04-2026

Pauline Herroelen

Copyright © 2026 All rights reserved.