

chromosomencultuur op beenmerg

Beschrijving van de test

Naam:	chromosomencultuur op beenmerg
Synoniemen:	Karyotypering op beenmerg
Intern codenummer:	CHROMG_BM
Frequentie:	op aanvraag
Uitvoerend labo:	Centrum Medische Genetica Gent
Antwoordtijd (TAT):	6 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	heparine beenmerg zonder gel
Volume:	3-5 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Groene heparinetubes zonder gel voor beenmerg met transportmedium zijn verkrijgbaar in het labo (gekoeld!). Staalname van maandag tot donderdag, geen afnames in het weekend of een dag voor een feestdag! Aanvraagformulier: https://www.cmgg.be/assets/bestanden/nl/Aanvraagformulier-maligne-cellen_v11.pdf
Conditionering & verzending:	Stalen bewaren op KT tot verzending. Stalen moeten binnen 24u na afname toekomen in CMGG vóór 17u, op vrijdag vóór 14u! Geen verzending in het weekend of de dag voor een feestdag!
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2026 All rights reserved.