

Beschrijving van de test

Cytogenetisch of moleculair genetisch onderzoek van vruchtwater/chorionvlokken

Beschrijving van de test

Naam:	Cytogenetisch of moleculair genetisch onderzoek van vruchtwater/chorionvlokken
Intern codenummer:	944
Uitvoerend labo:	Centrum Medische Genetica Gent
Antwoordtijd (TAT):	chorionvlokken: 1 week vruchtwater (amnionvocht): 3 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	vruchtwater
Toegelaten materiaal:	vruchtwater: 15 ml chorionvlokken: min. 10 – 20 mg nat gewogen chorionvlokken
Volume:	15 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Staal rechtstreeks aan het labo bezorgen (niet aan ambulante bloedafname) voor 10u30 om dezelfde dag nog te verzenden. Geen afname op vrijdag en weekend. Vruchtwater: afname in een steriel recipiënt Chorionvlokken (-villi): bewaar het staal in een steriel recipiënt met kweekmedium of steriele fysiologische oplossing Een ingevuld Aanvraagformulier Prenataal genetisch onderzoek toevoegen. Vermeld op de stalen duidelijk "Foetus van naam moeder / vader" of "Kind van naam moeder / vader" Indien voor de ouders eveneens onderzoeken worden aangevraagd, moeten bijkomend formulieren Aanvraagformulier Postnataal genetisch onderzoek ingevuld worden (zie analysefiche Karyotypering in bloed (CMG Gent)).

Conditionering &
verzending:

VERWITTIG HET SECRETARIAAT CMGG op 09 332 2477.

Het staal bewaren op KT, beschermd het tegen fel zonlicht of vriestemperaturen, door gewatteerde enveloppen te gebruiken. Bezorg het staal zo snel mogelijk – binnen de 24u na afname - aan het CMGG, dit vóór 17u (op vrijdag vóór 14u): geef deze info door aan de koerierdienst!

Bij eventuele transportproblemen: contacteer het secretariaat CMGG zodat het staal vooralsnog in ontvangst genomen kan worden (tel.nr. doorgeven aan koerier).

Bijaanvraag/stabiliteit:

niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:

LAB CMG Gent

Domein:

Verzendingen Scheikunde

Laatst gewijzigd op

08-01-2026

Tessa Baert