

Beschrijving van de test

GBS screening

Beschrijving van de test

Naam:	GBS screening
Synoniemen:	Groep B Streptokokken, Streptococcus agalactiae
Intern codenummer:	GBS
Frequentie:	dagelijks
Antwoordtijd (TAT):	2 tot 7 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	Emmanuel De Laere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	genitaal staal
Toegelaten materiaal:	LIM Broth met wisser
Commentaar:	Toegelaten recipiënten: eSwab, steriel potje, spuit
Volume:	wisser
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Rapportstation Rumbeke
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	Vaginale afname met wisser, lichtblauwe afnameset (LIM broth, Copan). Uitvoering bij alle zwangeren tussen week 35-37 van de zwangerschap. Bij patiënten die nog niet gescreeend werden kan in geval van dreigende vroeggeboorte of tijdens de bevalling nog een afname gebeuren. Voor een gewone vaginale kweek dient een aparte wisser (klassieke Eswab, roze dop) afgenomen te worden.. Zwangere vrouwen die GBS draagster zijn moeten bij het begin van de partus chemoprophylaxe krijgen ter voorkoming van invasieve groep B streptokokken ziekte bij de pasgeborene.

Laatst gewijzigd op

06-05-2025

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.