

Filaria serologie

Beschrijving van de test

Naam:	Filaria serologie
Synoniemen:	Filaria antilichamen
Intern codenummer:	9772
Frequentie:	1 tot 2x per week
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	10 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Serum bewaren in de koelkast tot verzending op kamertemperatuur. Transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB ITG
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	De routine serologische testen zijn te beschouwen als groepsspecifieke analyses en moeten zeker geïnterpreteerd worden als een aanvulling van de parasitologie. Dit wil zeggen dat een positief resultaat een infectie met één of andere Filaria-soort suggereert. Dikwijls zijn er ook kruisreacties met andere nematoden en Echinococcus granulosus. ELISA-test (IgG) met microtiterstrips gesensibiliseerd met somatische antigenen van Acanthocheilonema vitae.

Tarificatie

Nomenclatuur: 551795 - 551806 B 250 Opsporen van antilichamen tegen dierlijke parasieten #(Maximum 1) (Cumulregel [329](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

551810 - 551821 B 500 Serodiagnose van een infectie door Helminthes, Hemoprotozoa of Leishmania #(Maximum 5) (Cumulregel [329](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

09-01-2026

Evelien Debaeke