

Kweek *Helicobacter pylori*

Beschrijving van de test

Naam:	Kweek <i>Helicobacter pylori</i>
Synoniemen:	NVT
Intern codenummer:	HP (aard staal: 103)
Frequentie:	dagelijks
Antwoordtijd (TAT):	15 dagen. <i>Helicobacter pylori</i> is een trage groeier. Het kan tot 7 dagen duren om de kiem op te kweken en bijkomend tot 21 dagen om antimicrobiële gevoeligheidstests
Verantwoordelijk bioloog:	Emmanuel De Laere

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	gastrointestinaal staal
Toegelaten materiaal:	Biopen in steriel transportmedium (Portagerm <i>pylori</i> op Endoscopie)
Volume:	Biopen
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Rapportstation Rumbeke
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	Vals negatieve kweekresultaten kunnen optreden indien de kweek niet binnen de 48u na afname biopt wordt ingezet of wanneer de patiënt onder therapie staat. Kweek <i>H. pylori</i> wordt enkel uitgevoerd om therapie aan te passen op geleide van antibiogram bij therapieresistente infectie. In eerste instantie wordt de gevoeligheid voor clarithromycine getest. Indien resistent wordt bijkomend de gevoeligheid voor amoxicilline, tetracycline, levofloxacin en

metronidazole bepaald. In vitro gevoeligheid garandeert niet immer klinisch succes.

Laatst gewijzigd op

06-05-2025

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.