

gastrine

Beschrijving van de test

Naam:	gastrine
Intern codenummer:	9154
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	Algemeen Medisch Labo Antwerpen
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum op ijs
Volume:	500 µL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Patiënt moet voor afname minstens 10 uur vasten. Afname serum in ijskoker. Heparine- of EDTA-plasma zijn NIET geschikt. De serumbuis na afname onmiddellijk aan het labo bezorgen.
Conditionering & verzending:	De scheiding van de cellen moet binnen het uur gebeuren! Serum in diepvries plaatsen tot verzending. Serum ingevroren verzenden.
Bijaanvraag/stabiliteit:	Niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB AML
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	pg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

25.0-111.0 pg/mL

25.0-111.0 pg/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 434151 - 434162 B 450 Doseran van gastrine #(Maximum 1)(Cumulregel [322](#), [88](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

559112 - 559123 B 450 Doseran van gastrine #(Maximum 1)(Cumulregel [88](#), [322](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

07-01-2026

Freya Houthoofd