

GHB in serum

Beschrijving van de test

Naam: GHB in serum
Intern codenummer: 6603
Uitvoerend labo: AZ Groeninge Labo Toxicologie

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal: serum
Aanvraagformulier: [Aanvraagformulieren](#)
Afnameinstructies: [Afname instructies](#)
Bijaanvraag/stabiliteit: 7 dagen

Analyse

Analysemethode: LAB AZ Groeninge
Domein: Verzendingen Scheikunde
Eenheid: mg/L
Bijkomende informatie: Vaak wordt een gebruiker opgenomen in coma. Staalname dient zo snel mogelijk gebeuren. Wegens de snelle metabolisatiegraad kan de comateuse gebruiker, na enkele uren ontwaken. Dan wordt het aantonen van gebruik van GHB veel moeilijker.

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief mg/L

Negatief mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:

547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

07-04-2026

An-Sofie Decavele

Copyright © 2026 All rights reserved.