

glucagon

Beschrijving van de test

Naam:	glucagon
Intern codenummer:	9153
Frequentie:	1x per 2 weken
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	3 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed op ijs
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Patient moet nuchter zijn! Na afname het bloedstaal onmiddellijk naar het labo verzenden.
Conditionering & verzending:	Labo: het staal dadelijk gekoeld centrifugeren en plasma invriezen. Satellietlabo: geef het ingevroren plasma in een Cool container Sarstedt mee naar Labo Rumbeke voor verzending.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	pg/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0-250 pg/mL	0-250 pg/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 434195 - 434206 B 500 Doseran van glucagon #(Maximum 1)(Cumulregel [322](#), [90](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.