

Beschrijving van de test

Leucocytaire formule: immature granulocyten %

Beschrijving van de test

Naam:	Leucocytaire formule: immature granulocyten %
Synoniemen:	Witte bloedcel differentiatie, WBC differentiatie, formule WBC, leucocytaire formule
Intern codenummer:	120
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen, Campus Roeselare, Campus Rumbeke, Campus Tielt, Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	toestelformule: 1u (prior), max 24u manuele formule: zie analysefiche manuele differentiatie in labogids
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vandenbussche

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Toegelaten materiaal:	EDTA-buis
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Sysmex
Domein:	Hematologie
Eenheid:	%
Bijkomende informatie:	Analysemethode: Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie. Interpretatie: Immature granulocyten vormen het automatisch getelde equivalent van de bij microscopie getelde neutrofiele

promyelocyten, myelocyten, metamyelocyten en staven.
Wanneer >5% immature granulocyten worden geteld door de
celteller zal een manuele microscopische telling uitgevoerd
worden.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.1-0.8 %	0.1-0.8 %

Laatst gewijzigd op

05-03-2026

Pauline Vercaigne