

Beschrijving van de test

Leucocytaire formule: immature granulocyten absoluut

Beschrijving van de test

Naam:	Leucocytaire formule: immature granulocyten absoluut
Synoniemen:	Leukocyten in bloed
Intern codenummer:	110
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Roeselare,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	1u (prior) - max 24u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vandenbussche

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Toegelaten materiaal:	EDTA-buis
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Sysmex
Domein:	Hematologie
Eenheid:	$\times 10^3/\text{mm}^3$
Bijkomende informatie:	Analysemethode: Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie.

Interpretatie: Immature granulocyten vormen het automatisch getelde equivalent van de bij microscopie getelde neutrofiële promyelocyten, myelocyten, metamyelocyten en staven. Wanneer >3% immature granulocyten worden geteld door de celteller zal een manuele microscopische telling uitgevoerd

worden.

Laatst gewijzigd op

05-03-2026

Pauline Vercaigne

Copyright © 2026 All rights reserved.