

Leishmania PCR

Beschrijving van de test

Naam:	Leishmania PCR
Intern codenummer:	9338
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal nader gespecificeerd
Toegelaten materiaal:	(muco)cutane leishmaniose: (niet-gefixeerde) huidbiopsie (Minimum 4 mm op 4mm) viscerale leishmaniose: beenmerg (hoogste gevoeligheid, minimum 300 µl)

Volume: 300µl

Aanvraagformulier: [Aanvraagformulieren](#)

Afnameinstructies: [Afname instructies](#)

Conditionering & verzending: Op het aanvraagformulier van het referentielabo moeten de aard van het staal, het klinisch beeld (viscerale, (muco)cutane leishmaniose) en het land van blootstelling worden vermeld.

https://labo.itg.be/wp-content/uploads/2023/07/Eform_20230705_Aanvraagformulier_Leishmania

Het staal in de koelkast bewaren tot transport op kamertemperatuur. De tijd van transport moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen). Een biopsie moet behoed worden voor uitdroging (versturen in steriel fysiologisch water).

Bijaanvraag/stabiliteit: 72u

Analyse

Analysemethode: LAB ITG

Domein:

Verzendingen Microbiologie

Bijkomende informatie:

Beenmerg moet afgenomen worden in een EDTA-tube. Heparine kan de PCR-reactie inhiberen. We ontvangen daarnaast graag een uitstrijkje van goede kwaliteit gemaakt van vers beenmerg en bij voorkeur ongekleurd.

Biopsies moeten op steriele wijze worden afgenomen en onmiddellijk in steriel fysiologisch water geplaatst worden voor transport.

Laatst gewijzigd op

04-05-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.