

### Totaal eiwit in lumbaal vocht

#### Beschrijving van de test

Naam:	Totaal eiwit in lumbaal vocht
Intern codenummer:	5302
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	Prior 1u, routine 24u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vanpoucke

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	cerebrospinaal vocht
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Bijaanvraag/stabiliteit:	6 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/dL
Bijkomende informatie:	<p>De meeste proteïnen aanwezig in het CSV zijn afkomstig van het plasma. Slechts 20 % van de proteïnen in het CSV ontstaat via intrathecale synthese.</p> <p>Een toename van het totaal eiwit in het CSV wordt veroorzaakt door een verhoogde permeabiliteit van de bloed/cerebrospinaal vocht barrière of door een verhoogde lokale synthese van immunoglobulines.</p>

#### Referentiewaarden

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

20-40 mg/dL

20-40 mg/dL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 544095 - 544106 B 100 Doseran van totale proteïnen  
#(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

17-12-2025

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.