

Beschrijving van de test

Normoblasten

Beschrijving van de test

Naam:	Normoblasten
Synoniemen:	Leukocytaire formule in bloed, differentiatie
Intern codenummer:	120
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Roeselare,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	1u (prior) - max 24u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vandenbussche

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Toegelaten materiaal:	EDTA volbloed
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Sysmex
Domein:	Hematologie
Eenheid:	/100 WBC
Bijkomende informatie:	Analysemethode: Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie. Interpretatie: De normoblasten zijn de gekernde RBC (=voorlopercellen van de rijpe RBC). Na de neonatale periode zijn er in principe geen normoblasten aanwezig in het bloed. Indien toch aanwezig kan dit wijzen op sterk verhoogde bloedaanmaak, verdringing uit het beenmerg en/of extramedullaire hematopoïese.

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Laatst gewijzigd op

05-03-2026

Pauline Vercaigne

Copyright © 2026 All rights reserved.