

Beschrijving van de test

Cryptococcus neoformans/gattii PCR (Meningitis panel)

Beschrijving van de test

Naam:	Cryptococcus neoformans/gattii PCR (Meningitis panel)
Synoniemen:	Meningitis panel, encefalitis panel
Intern codenummer:	7810, 7811 (buiten RIZIV)
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	3 uur
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.
Verantwoordelijk bioloog:	Steven Vervaeke

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Gespecificeerd monster
Toegelaten materiaal:	cerebrospinaal vocht (lumbaal vocht)
Volume:	200 µL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	5 dagen

Analyse

Analysemethode:	QIAstat Rumbeke
Domein:	Algemene en Moleculaire Microbiologie
Bijkomende informatie:	Analyse wordt uitgevoerd door middel van het QIAstat Meningitis/Encephalitis panel. Het is een snelle, kweekonafhankelijke methode die de behandelend arts toelaat om snel (1u30) de correcte diagnose te stellen en snel de correcte therapie op te starten. Deze syndromale aanpak betekent een belangrijke tijdswinst voor het gericht opstarten van de optimale medische zorgen voor de patiënt.

Resultaten moeten steeds geïnterpreteerd worden in combinatie met klinische, epidemiologische en/of bijkomende laboratorium informatie.

De integriteit van het staal kan mogelijks gecompromitteerd zijn door verkeerde handeling bij staalafname of staalverwerking vóór ontvangst in het labo, waardoor vals positieve resultaten ten gevolge van contaminatie met bijvoorbeeld respiratoire pathogenen niet uitgesloten kunnen worden.

Laatst gewijzigd op

02-03-2026

Emmanuel De Laere