

Panfungale identificatie via 16S

Beschrijving van de test

Naam:	Panfungale identificatie via 16S
Synoniemen:	panfungal, mycosis
Intern codenummer:	9327
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	10 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor moleculair onderzoek
Toegelaten materiaal:	biopt, lichaamsvocht (BAL-vocht is niet geschikt)
Commentaar:	Moleculaire testen kunnen op verschillende materialen uitgevoerd worden. Zie afnameprocedure.
Volume:	2 mL (min. 1 mL)
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Staal steriel houden om contaminatie met bacterieel/funmaal DNA uit de omgeving te vermijden.
Conditionering & verzending:	Voor AsperGenius: te gebruiken aanvraagformulier: 'Aanvraagformulier NRC mycosis' op webpagina https://www.sciensano.be/en/nrc-nrl/national-reference-center-nrc-mycosis
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Microbiologie
Bijkomende informatie:	Indien 2 ml staal beschikbaar is, wordt bijkomend een Aspergillus species PCR (AsperGenius) uitgevoerd aangezien een hogere gevoeligheid wordt bereikt met een specifieke PCR in vergelijking met een panfungale PCR. Bij 1 ml staalvolume wordt enkel de panfungale PCR uitgevoerd.

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst:

<https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9/Document.aspx>

Laatst gewijzigd op

05-03-2026

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.