

Prostate Health Index (PHI)

Beschrijving van de test

Naam:	Prostate Health Index (PHI)
Synoniemen:	phi-score, 'prostate health index'
Intern codenummer:	4466
Frequentie:	1x per week (zondag)
Uitvoerend labo:	Campus Tielt
Antwoordtijd (TAT):	1 week
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal: Stalen moeten afgenomen worden VOOR prostaatmanipulatie (zoals DRE (digital rectal examination), prostaat massage, TRUS (transrectal ultrasound) en prostaatbiopsie) ofwel >72u na prostaatmanipulatie.

Stalen mogen pas afgenomen worden bij patiënten die hoge dosis biotine (vitamine B7) krijgen (>5mg/dag) ten vroegste 8u na de inname van de laatste dosis.

Het staal onmiddellijk aan het labo bezorgen. Het staal moet binnen de 3u na afname gecentrifugeerd worden.

Satellietlabo:

Stalen steeds samen met het aanvraagformulier meegeven naar Rumbeke.

Stalen ontvangen na het laatste transport centrifugeren en invriezen. De volgende dag ingevroren meegeven naar labo Rumbeke.

Volume:	1ml
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Access Tielt
Domein:	PHI-testing
Bijkomende informatie:	Phi-score is een berekende parameter en is gebaseerd op volgende parameters die op de Access 2 bepaald worden: <ul style="list-style-type: none">- Prostaatspecifiek antigeen (PSA)- Vrij PSA (fPSA)- 2proPSA (p2PSA)

Laatst gewijzigd op

30-04-2026

Kyra Mommerency

Copyright © 2026 All rights reserved.