

Sex hormone binding globulin (SHBG)

Beschrijving van de test

Naam:	Sex hormone binding globulin (SHBG)
Synoniemen:	Testosteron-Oestradiol bindend globuline
Intern codenummer:	9102
Frequentie:	1 x per week
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	1 week
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	nmol/L
Bijkomende informatie:	De concentratie stijgt door oestrogenen en thyroïd hormonen, en daalt onder invloed van androgenen en mogelijks progestativa.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 maand	13.0-85.0 nmol/L	14.0-60.0 nmol/L

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
1 maand-12 maand	70.0-250.0 nmol/L	60.0-215.0 nmol/L
12 maand-4 jaar	50.0-180.0 nmol/L	60.0-190.0 nmol/L
4 jaar-7 jaar	45.0-175.0 nmol/L	55.0-170.0 nmol/L
7 jaar-10 jaar	28.0-190.0 nmol/L	35.0-170.0 nmol/L
10 jaar-13 jaar	23.0-160.0 nmol/L	17.0-155.0 nmol/L
13 jaar-16 jaar	13.0-140.0 nmol/L	11.0-120.0 nmol/L
16 jaar-18 jaar	10.0-60.0 nmol/L	19.0-145.0 nmol/L
18 jaar-50 jaar	15.8-55.5 nmol/L	27.1-146.4 nmol/L
> 50 jaar	19.3-83.4 nmol/L	21.8-141.6 nmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 434932 - 434943 B 400 Dosereren van sex binding globuline (SHBG) #(Maximum 1) (Cumulregel [211](#), [322](#), [112](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

559650 - 559661 B 400 Dosereren van sex hormoon-bindend globuline (SHBG) #(Maximum 1)(Cumul 112, 211, 322)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

17-12-2025

Ineke Debruyne