

vWF antigeen

Beschrijving van de test

Naam:	vWF antigeen
Synoniemen:	Von Willebrand factor antigeen
Intern codenummer:	906
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	8 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Citraatplasma
Toegelaten materiaal:	Citraatplasma
Volume:	1 citraat-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Maximaal 4 uur tussen afname en invriezen Bloedstaal (citraatbuis) zo snel mogelijk naar het labo brengen. Indien dringend, telefonisch contact opnemen met klinisch bioloog routine
	plaatjesarm plasma (PPP) bereiden (zie methoden-SOP 027929) en invriezen. (LET OP enkel aliquots maken van correct gevulde stollingsbuizen)
Bijaanvraag/stabiliteit:	4u

Analyse

Analysemethode:	STA-R_Max3 routine Rumbeke
Domein:	Stolling
Eenheid:	%

Tarificatie

Nomenclatuur: 554271 - 554282 B 350 Doseren van de von Willebrand factor
(antigeen) #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

21-01-2026

Elke Colpaert

Copyright © 2026 All rights reserved.