

### Factor VIII inhibitor

#### Beschrijving van de test

Naam:	Factor VIII inhibitor
Synoniemen:	anti FVIII inhibitor, stollingsfactor 8 inhibitor antistoffen
Intern codenummer:	995
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Citraatplasma
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	Na afname het bloedstaal onmiddellijk aan het labo bezorgen.
Conditionering & verzending:	tube zo snel mogelijk centrifugeren, plaatjesarm plasma bereiden en invriezen.
Bijaanvraag/stabiliteit:	4u

#### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie
Eenheid:	BE (Bethesda)

#### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.5 BE (Bethesda)	0.5 BE (Bethesda)

## Tarificatie

Nomenclatuur: 554050 - 554061 B 500 Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans #(Maximum 1) (Diagnosereg<sup>el</sup> [31](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.