

anti-Factor IX inhibitor

Beschrijving van de test

| | |
|---------------------|---|
| Naam: | anti-Factor IX inhibitor |
| Synoniemen: | anti-factor IX inhibitor, factor IX antistoffen |
| Intern codenummer: | 913 |
| Frequentie: | 2x per week |
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde |
| Antwoordtijd (TAT): | 2 weken |

Afname van het materiaal

| | |
|------------------------------|---|
| Voorkeur materiaal: | Citraatplasma |
| Toegelaten materiaal: | Citraatbuis |
| Volume: | 1 buis |
| Aanvraagformulier: | Aanvraagformulieren |
| Afnameinstructies: | Afname instructies |
| Aandachtspunten: | Staal niet afnemen via katheter die met heparine wordt geflushed, tenzij minstens 7 katheter-volumes bloed verwijderd wordt vooraleer de stollingstube te vullen. |
| Conditionering & verzending: | citraatplasma ingevroren verzenden klinische inlichtingen op de verzendbrief vermelden |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 4u |

Analyse

| | |
|------------------------|--|
| Analysemethode: | LAB UZ Leuven |
| Domein: | Verzendingen Hematologie |
| Eenheid: | BE (Bethesda) |
| Bijkomende informatie: | Aanvraag vereist klinische inlichtingen en een consult van een stafid bloedings- en vaatziekten. De dag van uitvoering wordt mede gestuurd door de noden van het hemofilie zorgprogramma |

Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|----------|--------------------|--------------------|
| | 0.50 BE (Bethesda) | 0.50 BE (Bethesda) |

Tarificatie

| | |
|---------------|---|
| Nomenclatuur: | 554050 - 554061 B 500 Identificeren en doseren van een verworven anti-coagulans #(Maximum 1) (Diagnoseregel 31) Bron: RIZIV website op 26/05/2026 |
|---------------|---|

Laatst gewijzigd op

| | |
|------------|-------------------|
| 03-02-2026 | Emmanuel De Laere |
|------------|-------------------|

Copyright © 2026 All rights reserved.