

Monkeypox (apenpokken) op Nasof.wis

Beschrijving van de test

Naam:	Monkeypox (apenpokken) op Nasof.wis
Synoniemen:	orthopoxvirus
Intern codenummer:	9853
Frequentie:	op aanvraag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 tot 7 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	nasofaryngeale wisser
Toegelaten materiaal:	De analyse gebeurt op een wisser van een huidletsel. Bij afwezigheid van letsels of niet-sluitende resultaten obv huidwisser wordt bijkomend ook geanalyseerd op keelwisser, rectale wisser (enkel bij rectale of anale letsels), EDTA bloedstaal.
Volume:	1 wisser
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Conditionering & verzending 1. Volg richtlijn UN 3373 voor tripel verpakking. 2. Breng patiëntengegevens aan op het recipiënt. 3. Verpak het in een hermetisch hersluitbaar plastieken zakje met absorberend papier. Conditionering: - Maximaal 24 uur bij kamertemperatuur - Maximaal 10 dagen bij 2-8°C - Langer dan 10 dagen: invriezen bij -20°C / -70°C Verzending: - Staal kan opgestuurd worden op kamertemperatuur, maar de transporttijd moet beperkt worden tot een minimum (vermijd weekends en feestdagen) - Indien transport mogelijk langer dan 48u (bvb weekend) gelieve ingevroren te verzenden op droog ijs De koerier voor transport van deze stalen moet beschikken over een ADR-licentie voor klasse 3 pathogenen (iHcT ok)

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/uz-laboboeken.appspot.com/o/GHB_LAG%2FFOR_5005_NL.pdf?alt=media&token=a45fc977-4161-4909-a68c-32e16fd57efa

Bijaanvraag/stabiliteit: 24u

Analyse

Analysemethode: LAB UZ Leuven
Domein: Verzendingen Microbiologie

Laatst gewijzigd op

10-03-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.