

## Beschrijving van de test

### Streptococcus pyogenes PCR (Meningitis panel)

#### Beschrijving van de test

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naam:                     | Streptococcus pyogenes PCR (Meningitis panel)                          |
| Synoniemen:               | Meningitis panel, encefalitis panel                                    |
| Intern codenummer:        | 7810, 7811 (buiten RIZIV)                                              |
| Frequentie:               | dagelijks                                                              |
| Uitvoerend labo:          | Campus Rumbeke                                                         |
| Antwoordtijd (TAT):       | 3 uur                                                                  |
| Accreditatie:             | AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED. |
| Verantwoordelijk bioloog: | Steven Vervaeke                                                        |

#### Afname van het materiaal

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Voorkeur materiaal:      | Gespecificeerd monster               |
| Toegelaten materiaal:    | cerebrospinaal vocht (lumbaal vocht) |
| Volume:                  | 200 µL                               |
| Aanvraagformulier:       | <a href="#">Aanvraagformulieren</a>  |
| Afnameinstructies:       | <a href="#">Afname instructies</a>   |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 5 dagen                              |

#### Analyse

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode:        | QIAstat Rumbeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Domein:                | Algemene en Moleculaire Microbiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bijkomende informatie: | Analyse wordt uitgevoerd door middel van het QIAstat Meningitis/Encephalitis panel. Het is een snelle, kweekonafhankelijke methode die de behandelend arts toelaat om snel (1u30) de correcte diagnose te stellen en snel de correcte therapie op te starten. Deze syndromale aanpak betekent een belangrijke tijdswinst voor het gericht opstarten van de optimale medische zorgen voor de patiënt. |

Resultaten moeten steeds geïnterpreteerd worden in combinatie met klinische, epidemiologische en/of bijkomende laboratorium informatie.

De integriteit van het staal kan mogelijks gecompromitteerd zijn door verkeerde handeling bij staalafname of staalverwerking vóór ontvangst in het labo, waardoor vals positieve resultaten ten gevolge van contaminatie met bijvoorbeeld respiratoire pathogenen niet uitgesloten kunnen worden.

## Laatst gewijzigd op

02-03-2026

Emmanuel De Laere