

Beschrijving van de test

Immuunfenotypering: Screening Lymfocyten

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: Screening Lymfocyten
Intern codenummer:	5000 (perifeer bloed, lichaamsvochten en beenmerg) 5001 (biopten)
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	48u
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor flowcytometrisch onderzoek
Toegelaten materiaal:	EDTA transfix voor lumbaal vochten afnamecontainers voor biopten
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie AQUIOS
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	Dit panel wordt gebruikt als diagnostische screening voor chronische lymfoide maligniteiten. In dit 13-kleurenpanel worden antilichamen gericht tegen 17 CD-antigenen gecombineerd. De B-cellen worden beoordeeld op basis van B-cel specifieke (aberrante) merkers, inclusief klonaliteitsbeoordeling door lichte keten kappa/lambda aankleuring. T-cellen worden beoordeeld op basis van T-cel specifieke merkers, inclusief klonaliteitsbeoordeling door TCRB1 aankleuring. NK-cellen

worden beoordeeld op basis van NK-cel specifieke markers. In dit panel wordt ook een screening voor CD34+ blasten uitgevoerd.

Analyse wordt uitgevoerd op de Dx-Flex of back-up Cytoflex SRT (Analys, Beckman Coulter). Interpretatie gebeurt in Kaluza of Infinicyt software.

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter

Copyright © 2026 All rights reserved.