

Beschrijving van de test

Immuunfenotypering: Follow-up/MRD plasmaceldyscrasie

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: Follow-up/MRD plasmaceldyscrasie
Intern codenummer:	5060
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	48u
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor flowcytometrisch onderzoek
Toegelaten materiaal:	EDTA
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie AQUIOS
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	Er bestaan 2 verschillende panels die worden gebruikt bij follow-up/MRD van plasmaceldyscrasieën. Keuze voor het panel wordt bepaald door de initiële diagnostische uitwerking. Indien opsporing van 'meetbare residuele ziekte' (MRD) via NGS-MRD niet mogelijk is, wordt flowcytometrie ingezet voor MRD na een bulk lyse procedure met post-analytische verwerking in Infinicyt. Analyse wordt uitgevoerd op de Dx-Flex of back-up Cytoflex SRT (Analys, Beckman Coulter).

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2026 All rights reserved.