

Beschrijving van de test

Immuunfenotypering: PNH

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: PNH
Intern codenummer:	5020
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	48u
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor flowcytometrisch onderzoek
Toegelaten materiaal:	EDTA
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie AQUIOS
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	De aanwezigheid van een type II/type III PNH-kloon wordt opgespoord binnen de WBC (neutrofielen en monocytten) en eventueel eveneens binnen de RBC. Analyse wordt uitgevoerd op de Dx-Flex of back-up Cytoflex SRT (Analis, Beckman Coulter). Interpretatie gebeurt in Kaluza.

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter

