

## Beschrijving van de test

### Immuunfenotypering: Mastcellen (i.k.v. mastocytose)

#### Beschrijving van de test

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Naam:                     | Immuunfenotypering: Mastcellen (i.k.v. mastocytose) |
| Intern codenummer:        | 5060                                                |
| Frequentie:               | maandag t/m vrijdag                                 |
| Uitvoerend labo:          | Campus Rumbeke                                      |
| Antwoordtijd (TAT):       | 48u                                                 |
| Verantwoordelijk bioloog: | Barbara Depreter                                    |

#### Afname van het materiaal

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Voorkeur materiaal:      | staal voor flowcytometrisch onderzoek |
| Toegelaten materiaal:    | EDTA                                  |
| Volume:                  | 1 EDTA-tube                           |
| Aanvraagformulier:       | <a href="#">Aanvraagformulieren</a>   |
| Afnameinstructies:       | <a href="#">Afname instructies</a>    |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 48u                                   |

#### Analyse

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysemethode:        | Flowcytometrie AQUIOS                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Domein:                | Immuunfenotypering                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bijkomende informatie: | <p>Met dit panel wordt een kwantificatie van mastcellen uitgevoerd alsook de expressie van aberrante CD-antigenen (CD25, CD2 en CD30) nagegaan.</p> <p>Analyse wordt uitgevoerd op de Dx-Flex of back-up Cytoflex SRT (Analys, Beckman Coulter). Interpretatie gebeurt in Kaluza software.</p> |

#### Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter

