

Immuunfenotypering: Follow-up/MRD Acute Leukemie

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: Follow-up/MRD Acute Leukemie
Intern codenummer:	5060
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	max 5 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Toegelaten materiaal:	EDTA
Volume:	1 EDTA-tube
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

Analyse

Analysemethode:	Algemeen informatief station
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	Voor follow-up van AML, B-ALL en T-ALL zijn 4 vaste panelcombinaties beschikbaar. Bij AML is er bijkomstig een mogelijkheid tot een patiënt-specifieke buis indien de 2 standaard AML MRD panels onvoldoende geschikt bevonden worden. Op basis van de aberrante merkers aanwezig bij diagnose wordt gekozen voor één van de verschillende panels. Indien 'meetbare residuele ziekte' (MRD) dient opgespoord te worden, wordt flowcytometrie ingezet na een bulk lyse procedure met post-analytische verwerking in Infinicyt. Analyse wordt uitgevoerd op de Dx-Flex of back-up Cytoflex SRT (Analys, Beckman Coulter).

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2026 All rights reserved.