

Beschrijving van de test

Immuunfenotypering: Kwantificatie van CD34+ stamcellen bij stamcelcollectes

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: Kwantificatie van CD34+ stamcellen bij stamcelcollectes
Intern codenummer:	807_Hsp_collecte
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	2u
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor flowcytometrisch onderzoek
Toegelaten materiaal:	EDTA
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie AQUIOS
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	Kwantificatie van CD34+ stamcellen bij stamcelcollectes wordt uitgevoerd ofwel op de volautomatische cytometer AQUIOS ofwel na manuele staalvoorbereiding op de DxFlex cytometer of back-up Cytoflex SRT (Analys, Beckman Coulter). Interpretatie gebeurt in Kaluza software.

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter

