

### Arseen in urine

#### Beschrijving van de test

Naam:	Arseen in urine
Synoniemen:	As
Intern codenummer:	3016
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	14 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	An-Sofie Decavele

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	urinestaal aliquot
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Bijaanvraag/stabiliteit:	3 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	Toxicologie ICPMS
Domein:	Toxicologie
Eenheid:	µg/L
Bijkomende informatie:	Beste marker voor blootstelling aan inorganisch arseen is arseen in urine. Eventueel As in volbloed te gebruiken bij recente hoge blootstelling aan arseen.  Anorganisch As in alg. populatie: 10 µg/g creat Bij TLV van 10 µg/m <sup>3</sup> : 30 µg/g creat Het resultaat wordt beïnvloed door visconsumptie. Best 6 dagen geen vis, schaal-en schelpdieren en algen eten voor de urinecollectie.

## Referentiewaarden

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

35.0 µg/L

35.0 µg/L

## Laatst gewijzigd op

10-04-2026

Saartje Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.