

kinkhoest antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	kinkhoest antistoffen
Synoniemen:	Kwantitatieve bepaling van de IgG-antilichamen tegen het toxine van Bordetella pertussis (PT), anti-PT IgG
Intern codenummer:	KINKHOEST
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	Sciensano
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Bij elk staal verplicht een ingevuld formulier NRC voor Bordetella pertussis toevoegen! https://www.sciensano.be/sites/default/files/form_15-3-29-naanvraagformulier_pertussis_serologie105-04-2023.pdf
Bijaanvraag/stabiliteit:	Bewaren in koelkast tot verzending. Het staal bij voorkeur binnen 24u op KT verzenden. 7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB Sciensano
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	IU/mL
Bijkomende informatie:	Het NRC voert de analyses uit zonder kosten voor patiënt als voldaan is aan onderstaande criteria:

=>Patiënten die het laatste jaar niet werden gevaccineerd:

patiënten met ziekte duur >3 weken of patiënten met ziekte duur 3 weken en negatieve PCR; een 2de staal 2-3 weken later afgenomen is nodig voor een definitieve diagnose.

=>Patiënten die in het laatste jaar werden gevaccineerd: enkel indien twee serumstalen beschikbaar zijn; het eerste afgenomen 3 weken na de eerste symptomen en het 2de minstens 3 weken na het eerste staal.

Onaanvaardbare aanvragen:
aanvragen zonder klinische inlichtingen (vooral duur van de aandoening en hoest) of buiten de bovenvermelde criteria.
In het bijzonder is de bepaling van de immuniteit in afwezigheid van ziekteverschijnselen geen aanvaarde indicatie. Deze testen worden wel uitgevoerd, maar zijn betalend.

Laatst gewijzigd op

23-12-2025

Sophie Deschryvere