

Chromosomencultuur in bloed CMG Gent

Beschrijving van de test

Naam:	Chromosomencultuur in bloed CMG Gent
Synoniemen:	postnataal cytogenetisch onderzoek, chromosomenkaart, Karyotypering
Intern codenummer:	940
Uitvoerend labo:	Centrum Medische Genetica Gent
Antwoordtijd (TAT):	6 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed grote tube
Volume:	zie aandachtspunten
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Volume: 1 grote heparinebuis zonder gel en 1 grote EDTA-buis (9 mL), neonaat: prioritair een lithium-heparinetube zonder gel (min. 0.5 mL), indien mogelijk ook 1 EDTA-tube (min. 1 mL) Staalname van maandag tot en met donderdagavond, geen afnames in het weekend of op een dag voor een feestdag! Aanvraagformulier: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.postnataal-genetisch-onderzoek_v33.docx&wdOrigin=BROWSELINK
Conditionering & verzending:	Stalen bewaren op kamertemperatuur, afgeschermd van fel zonlicht. Stalen moeten binnen 48u na afname toekomen in CMGG vóór 17u, op vrijdag vóór 14u!
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	Conventionele karyotypering gebeurt op het heparinebloed, moleculaire karyotypering op EDTA-bloed.

Laatst gewijzigd op

11-12-2025

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.